

# Weiterentwicklung des viskoelastischen Schaumstoffes fördert die Versorgung von Patienten umzudenken

“Therapeutische Nutzung / Wirtschaftlichkeit = Viskoelastische Schaummatratze“

## Therapeutische Nutzung

### Wechseldruck-Systeme mit Indikation zur Behandlung von Dekubitusgrad 2/3



- Therapeutische Einschränkungen -

Kontraindikationen:

- Bei Frakturen,
- Bei Desensibilisierung,
- Bei Sensibilitätsverlust,
- Bei Schmerzen, ...

Nebenwirkungen:

- Beeinträchtigung des Schlafes durch geräusche und Vibrationen,
- Eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit,
- Beeinträchtigung der körperbezogenen Wahrnehmung,
- Probleme beim Transfer des Patienten,
- Erschwerte Lagerung des Patienten,
- Räumliche und zeitliche Desorientierung.


- Druckentlastung -

Nach IKK-Bundesverband Prüfverfahren zeigen die Wechseldruck-Systeme G und K-Werte.

- Funktionelle Einschränkungen -

- Sofort Funktionsverlust bei Stötungen,
- Viele Undichtkeiten an den Steckverbindungen und Luftkammern
- Dauer der Befüllphase ( 20 bis 50 Min.)
- Jede weitere Einstellung dauert 10 Min & mehr
- Einsatz von Seitengitter-Erhöhung (220 mm nach DIN1970:2000)
- Durchliegegefahr bei Hochlagerung des Kopfteiles
- Nur eine Standard-Größe (90 x 200 cm)
- Die Luftkammer sind nur bis 60-75°C waschbar. Das entspricht einem Wirkungsbereich AB, außer Virushepatitis.

### System viskoelastische Matratze P161M



- Therapeutische Nutzung -

Indikationen:

- Wenn durch Krankheiten oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist und zugleich ein erhöhtes Dekubitusrisiko vorliegt;
- Wenn Dekubitus (**Stadium 1 bis 2 nach EPUAP und bis 4 mit Lagerungshilfen**) bereits vorliegt.
- Die P161M-Matratzen können zur Schmerzlinderung eingesetzt werden.

Kontraindikationen: KEINE

Nebenwirkungen:

- Sehr gute Toleranz. Verbessertes Komfort,
- Leichte Sensibilitätsverlust.

- Druckentlastung -

Nach IKK-Bundesverband Prüfverfahren zeigen die P161M-Matratze HH-Werte.

- Funktionelle Eigenschaften -

- Keine Montage, schon gebrauchsfertig
- Keine Anpassung
- Einfache Einweisung
- Keine erhöhte Seitengitter
- Keine Reparatur, Notdienst, STK, ...
- Kein Durchliegen mit dem anatomisch geformten Kern
- 7 Größen/Längen
- Wischdeinfektion oder thermochemische Reinigung bis 105°C mit Wirkungsbereich ABC.