

SYST'AM® P314C / MIXTE

SPRITZGEFORMTES MIXTE-KISSEN AUS VISKOELASTISCHEM GEL UND KALTSCHAUMSTOFF

MATERIALIEN

40
kg/m³



Kaltschaumstoff



Visko Gel



Abnehmbarer atmungsaktiver Jersey-Bezug. Inkontinenz-Bezug lieferbar auf Anfrage

NF EN ISO 597 - 1 & 2

Reinigung Kern:



Reinigung Bezug:



INDIKATIONEN

Risiko




Risikobewertung nach Braden Skala mit den weiteren Risikofaktoren oder mit anderen validierten Skalen (Norton - Waterlow, ...)

SYST'AM® P314C / Mixte-Kissen kann zum Einsatz kommen, wenn

- durch Krankheiten oder Behinderung ein dauerndes Sitzen erforderlich ist und zugleich ein mittleres Dekubitusrisiko vorliegt.

HMV

Ein Teil der hier angegebenen Produkte ist im HMV unter Nr. 11.11.02.0079 gelistet:
<https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de>



EINE INNOVATIVE KOMBINATION AUS GEL UND KALTSCHAUMSTOFF


- Die hinzugefügte Schaumbstoffbasis ermöglicht eine bessere Druckverteilung. Durch die Vergrößerung der Kontaktfläche wird eine bessere Aufnahme der Knochenvorsprünge erreicht.
- Das viskoelastische Gel ist zähflüssig und dichtvernetzt, wodurch dank seiner Netzstruktur kein Durchdrücken entstehen kann.
- Eine Basis aus Kaltschaumstoff mit hohem Raumgewicht verleiht dem Patienten Weichheit und Komfort.
- Durch Formen hergestellt, haftet die Aufsichtung von verschiedenen Materialien perfekt und auf Dauer.



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNG



P314C / MIXTE®-Kissen
Mit Bezug.



100% UN DURCHLÄSSIGE OBERFLÄCHE

→ Vollkommen geeignet bei Inkontinenz.

BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR	(B x T)	MINI - MAXI
P314C / MIXTE-Kissen	P314C40401HS	40 x 40 cm	30 - 90 kg
	P314C45431HW	45 x 43 cm	40 - 120 kg

Gewährleistung 2 JAHRE