


# COUSSINS POLYFORM® MIXTE P314C & DUOFORM® P341C




POLYFORM® MIXTE P314C



Gel viscoélastique

40 kg/m³




Mousse haute résilience

Gel viscoélastique multiportance



40 kg/m³



Mousse haute résilience



DUOFORM® P341C

## ► DESCRIPTIF

Coussins moulés composés de gel viscoélastique et de mousse haute résilience 40 kg/m³

## ► INDICATIONS

### Catégorie d'indications 1

Coussin de prévention pour patients à **RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles).


Critères d'exclusion : antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, asymétrie d'appui (frontal ou sagittal), amputé vasculaire.



**LPP : Classe 1B**

Conditions de prise en charge : se référer au Guide de la prescription et à ameli.fr


## ► MODÈLES DISPONIBLES



POLYFORM® Mixte P314C



DUOFORM® P341C



DUOFORM® P341C Soft  
pour patients < 70 kg

| MODÈLE                | REF +         | TERMINAISON REF.<br>(versions disponibles) |     |     |       |       |      |             |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|-------------|
|                       |               | 2HW                                        | 1HW | 1HF |       |       |      |             |
| POLYFORM® Mixte P314C | P314C4040...  | ●                                          | ●   | ●   | 40 cm | 40 cm | 6 cm | 30 - 90 kg  |
|                       | P314C4543...  | ●                                          | ●   | ●   | 45 cm | 43 cm | 6 cm | 40 - 120 kg |
|                       | P341C3636...  | ●                                          | ●   | ●   | 36 cm | 36 cm | 8 cm | 30 - 70 kg  |
| DUOFORM® P341C        | P341C4242...  | ●                                          | ●   | ●   | 42 cm | 42 cm | 8 cm | 40 - 110 kg |
|                       | P341C4246...  | ●                                          | ●   | ●   | 42 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 120 kg |
|                       | P341C4542...  | ●                                          | ●   | ●   | 45 cm | 42 cm | 8 cm | 40 - 120 kg |
|                       | P341C4546...  | ●                                          | ●   | ●   | 45 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 140 kg |
|                       | P341C5146...  | ●                                          | ●   | ●   | 51 cm | 46 cm | 8 cm | 40 - 160 kg |
| DUOFORM® P341C Soft   | P341CS4242... | ●                                          | ●   | ●   | 42 cm | 42 cm | 8 cm | 30 - 70 kg  |

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

• Dans le cadre spécifique de la prise en charge par l'Assurance Maladie, les caractéristiques des poids minimum et maximum peuvent être considérées différemment.




GARANTIE



NF EN ISO 597 - 1 & 2



Entretien housses  
POLYMAILLE®






#### UNE COMBINAISON GEL ET MOUSSE INNOVANTE

- L'adjonction d'une base mousse traduit une efficacité en répartition des pressions par augmentation de la surface d'appui, grâce à un meilleur enfoncement des saillies osseuses.
- Gel viscoélastique à forte réticulation pour une prévention du phénomène de poinçonnement supérieure aux gels fluides.
- Une base en mousse HR haute densité conférant souplesse et confort au patient.
- Moulées ensemble, ces 2 strates de matières sont totalement solidaires l'une de l'autre (ne bougent pas dans la housse).




**SURFACE 100% IMPERMÉABLE.**



#### HOUSSE IMPER-RESPIRANTE

- (imperméabilisée et perméable à la transpiration)
- Adaptée à l'incontinence.
- Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.

## SPÉCIFICITÉS DU DUOFORM® P341C



#### FORME ANATOMIQUE

- Améliore le positionnement, la stabilité ainsi que le confort.
- Augmentation de la surface de contact permettant ainsi une meilleure répartition des pressions.

#### CONCEPT MULTIORTANCE


- La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

##### **ZONE BLANCHE :**

Gel fluide nouvelle génération à mémoire élastique de faible portance garantissant une prévention accrue des zones à risques (ischions, sacrum).

##### **ZONE BLEUE :**

Gel viscoélastique de portance élevée pour les parties du corps présentant un risque moindre garantissant stabilité et confort.



#### 2 VERSIONS DE HOUSSES DISPONIBLES *Plus d'infos p. 51*



##### Avec housse(s) POLYMAILLE®

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Face inférieure anti-dérapante

→ **REF** se terminant par **2HW** : coussin livré avec 2 housses



→ **REF** se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse



##### Avec housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE® HD

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Cousue et soudée, spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités

→ **REF** se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse

