

SYST'AM® P913L / LAGERUNGSKISSEN FÜR DEN KOPF

LAGERUNGSKISSEN AUS VISKOELASTISCHEM SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS

MATERIALIEN

80
kg/m³



Visko
Schaumstoff



Abnehmbarer
Polymaille®
Integralbezug



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Reinigung des Schaumstoffes:



(Nicht unter Wasser tauchen)

Pflege des POLYMAILLE® Bezuges:



INDIKATIONEN

- Dekubitusprophylaxe und
Positionierung des Kopfes.

HMV : 11.11.05.0XXX



VISKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS

- Präzises Ausformung des Kopfes und Vergrößerung der Kontaktfläche des Körpers mit dem Kissen.
- Bessere Druckverteilung: Verminderung des Drucks bei Risikozonen, verbesserter Blutkreislauf.
- Erhöhter Komfort und stabile Lage des Patienten.

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNG



SYST'AM® P913L /
Lagerungskissen für den kopf

BEZUGSEIGENSCHAFTEN

BI-ELASTISCHER STOFF MIT EINER POLYURETHAN-BESCHICHTUNG

- Bekämpfung von Reibungs- und Scherkräften
- Geschmeidige und weiche Oberfläche.
- Begünstigt den Gasaustausch (Wasserdampf, Schweiß)
 - Begünstigung des Mikroklimas
- Waschbar bei 90°C, Desinfizieren mit kalt zu versprühenden Produkten
- Schwerentflammbar.
- Beim Wiedereinsatz für mehrere Patienten wird die Anschaffung von Ersatzbezügen empfohlen.



| BEZEICHNUNG | PRODUKT-NR | GRÖßEN (L x W x H) |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Lagerungskissen für den kopf | P913L1HW | 50 x 43 x 9,5 cm |



Gewährleistung

