

PROTECTIONS & CONDITIONNEMENTS



HOUSSE POLYMAILLE®



Adaptée MAD
(version 2 housses)



Adaptée COLLECTIVITÉS

REF 2HW : coussin livré avec 2 housses / REF 1HW : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile
- Housse intégrale 6 faces
- Face inférieure anti-dérapante
- Adapté aux usages en MAD et Collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Ouverture 3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)
- Poignée intégrée











HOUSSE POLYMAILLE® HD



Conçue pour les COLLECTIVITÉS






REF se terminant par 1HF : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile
- Housse intégrale 6 faces
- Spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Cousue et soudée
- Sérigraphiée
- Ouverture 2 côtés





TYPE DE PROTECTION	 POLYMAILLE®	 POLYMAILLE® HD
Composition	Enduction de Polyuréthane sur textile	Enduction de Polyuréthane sur textile
Type	Housse intégrale 6 faces	Housse intégrale 6 faces
Usage (MAD/Collectivités)	 Adaptée MAD (version 2 housses)  Adaptée COLLECTIVITÉS	 Conçue pour les COLLECTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX		
Anallergique	✓	✓
Antibactérien	✓	✓
Antimicrobien	✓	✓
Antifongique	✓	✓
Bi-extensibilité	+	++
Respirabilité	+++	+++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION (coussins seulement)		
Mode d'assemblage	Couture	Soudure + couture
Base antidérapante	✓	
Ouverture	3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)	2 côtés
Poignée intégrée	✓	
Sérigraphie		Sérigraphie indiquant les conditions de lavage
ENTRETIEN & DÉSINFECTION		
Lavage		
Désinfection	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)	

RÉFÉRENCES HOUSSES DE RECHANGE

Housses POLYMAILLE®


DÉSIGNATION		REF	DIMENSIONS
Housse POLYMAILLE® P511PA pour coussin POLYFORM®		P511PA4040W	40 x 40 x 2,5 cm
		P511PA4543W	45 x 43 x 2,5 cm
Housse POLYMAILLE® P513PA pour coussin POLYFORM® percé		P513PA4040W	40 x 40 x 2,5 cm
Housse POLYMAILLE® P514PA pour coussin POLYFORM® MIXTE		P514PA4040W	40 x 40 x 6 cm
		P514PA4543W	45 x 43 x 6 cm
Housse POLYMAILLE® P541PA pour coussins DUOFORM®, VISCOFLEX® & VISCOFLEX®+		P541PA3232W	32 x 32 x 8 cm
		P541PA3636W	36 x 36 x 8 cm
		P541PA3838W	38 x 38 x 8 cm
		P541PA3843W	38 x 43 x 8 cm
		P541PA4040W	40 x 40 x 8 cm
		P541PA4242W	42 x 42 x 8 cm
		P541PA4246W	42 x 46 x 8 cm
		P541PA4250W	42 x 50 x 8 cm
		P541PA4542W	45 x 42 x 8 cm
		P541PA4546W	45 x 46 x 8 cm
		P541PA4550W	45 x 50 x 8 cm
		P541PA4843W	48 x 43 x 8 cm
		P541PA5146W	51 x 46 x 8 cm
		P541PA5150W	51 x 50 x 8 cm
P541PA5646W	56 x 46 x 10 cm (bariatrique)		
P541PA6150W	61 x 50 x 10 cm (bariatrique)		
Housse POLYMAILLE® P541PAL pour coussin VISCOFLEX® Plat		P541PAL4040W	40 x 40 x 8 cm
		P541PAL4242W	42 x 42 x 8 cm
		P541PAL4543W	45 x 42 x 8 cm
Housse POLYMAILLE® P541PAP pour coussin VISCOFLEX®+ avec butée pelvienne		P541PAP4242W	42 x 42 x 8 cm
		P541PAP4542W	45 x 42 x 8 cm
		P541PAP4546W	45 x 46 x 8 cm
Housse POLYMAILLE® P501PA pour coussin POLYAIR® 60		P501PA3636W	36 x 36 x 6 cm
		P501PA4040W	40 x 40 x 6 cm
		P501PA4043W	40 x 43 x 6 cm
		P501PA4046W	40 x 46 x 6 cm
		P501PA4343W	43 x 43 x 6 cm
		P501PA4346W	43 x 46 x 6 cm
		P501PA4640W	46 x 40 x 6 cm
		P501PA4646W	46 x 46 x 6 cm
		P501PA5146W	51 x 46 x 6 cm
		P501PA5150W	51 x 50 x 6 cm
		P501PA5646W	56 x 46 x 6 cm (bariatrique)
P501PA6150W	61 x 50 x 6 cm (bariatrique)		
Housse POLYMAILLE® P502PA pour coussin POLYAIR® 100		P502PA4040W	40 x 40 x 10 cm
		P502PA4043W	40 x 43 x 10 cm
		P502PA4046W	40 x 46 x 10 cm
		P502PA4343W	43 x 43 x 10 cm
		P502PA4346W	43 x 46 x 10 cm
		P502PA4640W	46 x 40 x 10 cm
		P502PA4646W	46 x 46 x 10 cm
		P502PA5146W	51 x 46 x 10 cm
		P502PA5150W	51 x 50 x 10 cm
		P502PA5646W	56 x 46 x 10 cm (bariatrique)
		P502PA6150W	61 x 50 x 10 cm (bariatrique)
Housse POLYMAILLE® P502PA pour coussin POLYAIR® 60 avec Option Confort		P502PA4343W	42 x 42 x 9,5 cm
		P502PA4643W	45 x 42 x 9,5 cm
		P502PA4646W	45 x 46 x 9,5 cm
Housse POLYMAILLE® P951HW / P952HW pour dossieret		P951SHW	Small
		P951HW	Standard
		P951LHW	Large
		P952HW	HR
Housse POLYMAILLE® P961HW pour cale de positionnement des membres supérieurs au fauteuil		P961HW	

Housses POLYMAILLE® HD

DÉSIGNATION		REF	DIMENSIONS
Housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE®HD P511PA pour coussin POLYFORM®		P511PA4040F	40 x 40 x 2,5 cm
		P511PA4543F	45 x 43 x 2,5 cm
Housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE®HD P514PA pour coussin POLYFORM® MIXTE		P514PA4040F	40 x 40 x 6 cm
		P514PA4543F	45 x 43 x 6 cm
Housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE®HD P541PA pour coussins DUOFORM® & VISCOFLEX®+		P541PA4040F	40 x 40 x 8 cm
		P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
		P541PA4246F	42 x 46 x 8 cm
		P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
		P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
		P541PA4843F	48 x 43 x 8 cm
		P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
Housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE®HD P502PA pour coussin POLYAIR® avec Option Confort		P541PA5150F	51 x 50 x 8 cm
		P541PA5646F	56 x 46 x 10 cm
		P502PA4343F	42 x 42 x 9,5 cm
		P502PA4643F	45 x 42 x 9,5 cm
		P502PA4646F	45 x 46 x 9,5 cm

CONDITIONNEMENTS



		DIMENSIONS
COUSSINS TAILLES STANDARD		
32 x 32 cm, 36 x 36 cm, 38 x 38 cm, 38 x 43 cm, 40 x 40 cm, 40 x 43 cm, 40 x 46 cm, 42 x 42 cm, 42 x 46 cm, 43 x 43 cm, 43 x 46 cm, 45 x 42 cm, 45 x 43 cm, 45 x 46 cm, 46 x 40 cm, 46 x 46 cm, 48 x 43 cm	/1 Valisette Standard	48 x 43,5 x 10,5 cm
	/4	53 x 47 x 42,5 cm
COUSSINS GRANDE TAILLES		
42 x 50 cm, 45 x 50 cm, 51 x 46 cm, 51 x 50 cm, 56 x 46 cm, 61 x 50 cm	/1 Valisette XL	63 x 54,5 x 10,5 cm
	/2	67,5 x 56 x 21 cm
P951D Dossieret	/1	Small : 48 x 43,5 x 10,5 cm Standard : 48 x 43,5 x 10,5 cm Large : 63 x 54,5 x 10,5 cm
P952D Dossieret	/1	53 x 47 x 11,5 cm
P961F Cale de positionnement des membres supérieurs au fauteuil	/1	23 x 19 x 52 cm